

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung § 14

Betrieb:  
Bereich/Tätigkeit:

Datum: 12.02.2010

## Gefahrstoffbezeichnung

oro<sup>®</sup> Hygienesystem A 30 Desinfektion für rotierende Instrumente  
**Gefahrenauslöser:** Kaliumhydroxid (0,5 - 2,0 %) und 1-Propanol (15 %)

**Hersteller/**

**Vertrieb/** orochemie, Max-Planck-Straße 27, D-70806 Kornwestheim

**Notfallauskunft:** Tel-Nr.: 07154 1308-0 Fax-Nr.: 07154 1308-40

## Gefahren für Mensch und Umwelt



**Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden.**  
**Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.**

Das Produkt ist bei der im Abwasser auftretenden Verdünnung biologisch abbaubar, größere Mengen des Konzentrates nicht in Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



**Technisch:** Flasche mit Vorsicht öffnen und handhaben. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

**Persönlich:** Schutzbrille. Schutzhandschuhe: Kurzzeitkontakt (Level 2: < 30 min): Einmal-Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,1 mm. Langzeitkontakt (Level 6: < 480 min): Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

**Beschränkungen:** Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines unterwiesenen Mitarbeiters mit den Arbeiten beauftragt werden.

## Verhalten im Gefahrenfall

**Nach Verschütten/Auslaufen:** Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

**Löschmittel:** Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

**Ungeeignete Löschmittel:** keine bekannt

## Erste Hilfe



**Allgemeine Hinweise:** Benetzte Kleidung wechseln.

**Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen, Atemwege freihalten. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

**Nach Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

**Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen (10 - 15 min.) und Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:** Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Notruf: 112**

**Notarzt/Rettungsdienst:**

## Sachgerechte Entsorgung

**Produkt:**

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 07 06 99 Abfälle a.n.g. (Desinfektionsmittel)

**Ungereinigte Verpackung:**

Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.