

Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
Das Tragen von Schmuck/Uhren an Händen und Unterarmen ist während des Dienstes nicht gestattet! Fingernägel kurz und sauber halten!				
 Hygienische Händedesinfektion	HD 410 Händedesinfektion 100%, 15 Sek. (Noroviren 1 Min.)	3-5 ml auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen	<ul style="list-style-type: none"> - bei Dienstbeginn und -ende, nach Pausen und Toilettenbesuch - vor/ nach pflegerischen Tätigkeiten - vor Kontakt mit immungeschwächten Personen - nach Kontakt mit infektiösem/n Personen/ Material - nach dem Ablegen von Handschuhen - vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. Nahrungsaufnahme 	Alle Mitarbeiter
Händereinigung	C 45 Waschlotion 100%	Hände mit kaltem Wasser und 1 Hub aus Spender bzw. 2 ml gründlich waschen, mit Einmalhandtuch trocknen	<ul style="list-style-type: none"> - unmittelbar vor Arbeitsbeginn - vor Umgang mit Lebensmitteln - nach jedem Toilettenbesuch - nach Tierkontakt - nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung 	Alle Mitarbeiter
Händepflege	C 50 Pflegelotion 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	<ul style="list-style-type: none"> - bei Bedarf mehrmals täglich 	Alle Mitarbeiter
Hautschutz	C 60 Hautschuttschaum 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	<ul style="list-style-type: none"> - 2-3 mal täglich, bei Bedarf - vor Tragen von Einmalhandschuhen 	Alle Mitarbeiter
Hautdesinfektion	C 20 Hände + Haut Desinfektion 100%, 30 Sek.	aufsprühen und trocknen lassen oder auf einen Tupfer geben und die Haut benetzen, nicht trockenreiben, 30 Sek. einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - vor Injektionen und Punktionen aller Art 	Personal Pflegedienst/ Arzt
Ganzkörperwaschung (Besiedelung mit multiresistenten Erregern)	C 30 Hygienische Waschlotion 100 %, 30 Sek., begrenzt viruzid	Für antimikrobielle Körperwaschung Entnahme an die zu behandelnde Hautfläche anpassen. Entnahme direkt aus der 400-ml-Flasche oder aus geeignetem Präparatespender.	<ul style="list-style-type: none"> - Ganzkörperwaschung (inkl. Kopfhair) bei Besiedelung mit MRSA oder anderen multiresistenten Erregern 	Personal Pflegedienst
 Pflegehilfsmittel (Haarwaschwannen, Waschsüsseln, Nierenschalen etc.)	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - nach Kontamination sofort - bei vorhandenen Infektionen - bei Nutzerwechsel 	Personal Pflegedienst
Fieberthermometer, Stethoskope, Blutdruckmanschetten, Blutzuckermessgerät etc.	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch gründlich benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - vor bzw. nach jeder Benutzung - nach Kontamination sofort 	Personal Pflegedienst
Matratzenüberzüge, Nacken-/Knieerollen (flüssigkeitsdicht) Toilettensitzerhöhung, Lifter	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - bei vorhandenen Infektionen - bei Nutzerwechsel - nach Kontamination sofort 	Personal Pflegedienst
Fußböden (abwaschbare Beläge)	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	Verunreinigungen vorab mit in Desinfektionsmittel getränktem Zellstoff entfernen. Mit geeigneter Nasswisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - nach Kontamination sofort - bei vorhandenen Infektionen 	Reinigungs- personal
Steckbecken, Urinflaschen, Toilettenstühle, etc. (Wenn kein eigenes Hilfsmittel vorhanden ist)	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	für manuelle Desinfektion: entleeren, in Desinfektionslösung einlegen oder wischdesinfizieren, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - direkt nach Gebrauch 	Personal Pflegedienst
Fahrzeuge Innenraum (Armaturen, Ablagen etc.)	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	<ul style="list-style-type: none"> - 1-2 mal monatlich - bei Bedarf - nach Kontamination sofort 	Personal Pflegedienst
 Instrumente allgemeine, chirurgische Instrumente (Scheren, Pinzetten, Knopfkanülen etc.)	A 20 Instrumentendesinfektion 2 %, 15 Min.	Manuelle Instrumentenaufbereitung: - zur Reinigung und Desinfektion in A 20 Gebrauchslösung einlegen - auf vollständige Benetzung achten - einwirken lassen - ggf. nachreinigen und erneut einlegen - gründlich mit Wasser abspülen - trocknen und Sterilisation zuführen	<ul style="list-style-type: none"> - direkt nach Gebrauch oder: - sammeln in geschlossenem Behälter - der zentralen Instrumentendesinfektion zuführen 	Personal Pflegedienst
 Absauggeräte	D 10 Absauggerätedesinfektion 2 %, 1 Stunde	Vor Gebrauch 10 - 20 ml Konzentrat im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen. Nach jeder Anwendung D 10-Gebrauchslösung durch Schlauch saugen. 1 x tägl. kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche, etc.) in Lösung einlegen, einwirken lassen, mit Wasser spülen. Gerät äußerlich mit D 10-Lösung wischdesinfizieren, einwirken lassen.	<ul style="list-style-type: none"> - vor Gebrauch - direkt nach Gebrauch - 1 x täglich 	Personal Pflegedienst

Es empfiehlt sich, in der ambulanten Pflege einen Korb mit den notwendigen Desinfektionsmitteln stets mitzuführen. Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und den internen Gegebenheiten anzupassen. Regelmäßige Personalbelehungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen, um der Überwachungspflicht zu genügen (BGR 250/TRBA 250, Punkt 5.2 und 4.1.2.3). Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln empfehlen wir, mit geeigneten Schutzhandschuhen zu arbeiten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zuständig:

Ort, Datum